

Garanzia e riparazione del tuo stetoscopio

Informazioni sulla garanzia degli stetoscopi Littmann

Il giorno in cui hai acquistato il tuo stetoscopio Littmann definisce la data di inizio validità della garanzia. Questa data può essere verificata sulla ricevuta di acquisto originale.

Se durante il periodo di garanzia si verificano difetti dei materiali o di produzione, provvederemo gratuitamente alle riparazioni del tuo stetoscopio Littmann, ad eccezione dei casi evidenti di abuso o danno accidentale.

Periodi di garanzia in base al modello

- Stetoscopio Digitale Littmann® CORE - 2 anni (1)
- Stetoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ - 7 anni
- Stetoscopio Littmann® Cardiology STC - 6 anni
- Stetoscopio Littmann® Cardiology IV™ - 7 anni
- Stetoscopio Littmann® Cardiology III™ - 5 anni
- Stetoscopio Littmann® Classic III™ - 5 anni
- Stetoscopio Littmann® Master Classic II™ - 3 anni
- Stetoscopio Littmann® Classic II S.E. - 3 anni
- Stetoscopio Littmann® Classic II Infant - 3 anni
- Stetoscopio Littmann® Classic II Pediatric - 3 anni
- Stetoscopio elettronico Littmann® modello 3200 - 2 anni
- Stetoscopio elettronico Littmann® modello 3100 - 2 anni
- Stetoscopio Littmann® Select e Lightweight II S.E. - 2 anni
- Stetoscopi Littmann® Teaching - 3 anni



(1) la garanzia del **CORE Digital** è coperta direttamente da 3M e ogni richiesta deve essere inviata direttamente dal cliente finale alla mail 3m.littmann.emea@mmm.com il quale dovrà seguire le istruzioni fornite dall'operatore. Nel caso il prodotto necessiti di riparazione, la spedizione iniziale sarà a carico del cliente mentre le spese di restituzione saranno a carico di 3M.

3M, Littmann, la lettera L, il logo Littmann, Master Cardiology, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III e la forma della testina dello stetoscopio sono marchi di 3M. I marchi Eko, incluso CORE, sono marchi e/o marchi registrati di Eko Devices Inc. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG. Java è un marchio registrato di Oracle.



2021
**Distributore
autorizzato**